

Friabilizador

El friabilizador SOTAX FT2 con uno o dos tambores cumplen los requisitos de las farmacopeas USP, EUR y DAB.

- 2 modos de trabajo: tiempo y cuenta de revoluciones
- Sistema único de carga frontal
- Introducción de las muestras con el tambor in situ
- Al finalizar las muestras son descargadas automáticamente sin desmontar el tambor, que vuelve a la posición de carga para las muestras siguientes.
- Inclinación posible del tambor de 10° respecto a la base del instrumento, tal como requiere la USP. Se usa en comprimidos de diámetro superior a 13 mm para evitar caídas irregulares que produzcan resultados no reproducibles.
- Soporta un tambor especial abrasivo
- El tambor gira gracias a un motor sin mantenimiento a velocidad constante de 20 – 50 r.p.m..
- El friabilizador SOTAX FT2 permite la conexión a una balanza y calcula automáticamente el % de friabilidad

